

# User Manual

## 使用方法

### 裝入方式：

1.打開電池盒蓋，放入2顆AA 3號電池（如圖1）。

※可將黑色線帶放入，再放上電池！

2.按下本體上的開關按鈕（如圖2），即可啟動使用。

3.將想按摩的地方放在滾輪上，便可達到按摩效果，可按摩以下部位（如圖3.4）。

例：◎可以按摩大腿、小腿。

◎可以按摩手部肌肉。

◎能按摩腳底或其他部位的穴道。

（使用腳底按摩時，請先坐在椅子上再將腳踩上去）


※使用時，可來回滾動滾輪，能達到更好的按摩效果。

※欲取出電池，可將底部線帶抽出，便可一併取出二顆電池（如圖5）。

4.不使用時，可先將電池拿出，等使用時再裝入以延長電池壽命。



※請先坐在椅子上，再將腳踩上去！



Simple good life, Sampo

## 安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽服務專線0800-008-598處理。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本產品不附贈電池，請自行購買電池使用（AA 三號電池X2顆）。
- 使用時，請避開會澀水的場所以防止故障。
- 本產品請放置在平坦處。
- 勿靠近火源、瓦斯爐...等易燃處。



## 保養方法

- 可使用乾淨的溼抹布擦拭骯髒的部位即可。
- 滾輪細部的地方，可用乾淨毛刷清潔。
- 不使用時，將電池拿出，本體收納入盒子中即可。

## 緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時（有燒焦味等）立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與醫寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。